



NEUTRONIC

ELECTROENCEFALOGRAFO COMPUTARIZADO 9 CANALES

ADS-9



EL PRESENTE SISTEMA NO REQUIERE LLAVE, EL MISMO PUEDE INSTALARSE EN LA CANTIDAD DE COMPUTADORAS QUE EL USUARIO DESEE.

ÚNICO EQUIPO PREPARADO PARA EXÁMENES PREOCUPACIONALES

Hardware:

20 Canales Amplificadores de Electroencefalografía, entrada diferencial aislada.

1 Canal de Opto estimulación.

12.800 muestras por segundo.

Comunicación con la computadora: USB 2.0 host mejorado, Optoaislado.

Alimentación independiente del Computador.

Filtro activo de línea de 50/60Hz.

Alimentación 220-110 volts.

Software:

SISTEMA OPERATIVO: Full compatible con Windows XP, 7, 8 y 10.

CANALES: Exposición de 1 a 9 canales en pantalla, en tiempo real.

VELOCIDAD DE REGISTRO: Ajustable durante la captura del registro y posterior a esta.

SEÑAL: Exposición de Señal durante y posterior a la captura de señal, en forma monopolar o bipolar.

MONTAJES (Programas o Combinaciones): Monopolar y Bipolar, Definido por el usuario.

ATENUACIÓN: Ajuste de atenuación durante y posterior al registro. General e individual por Electrodo.

LÍNEA DE BASE: Ajuste individual por canal.

ZOOM: Para estudiar las señales.

PAGINACIÓN: por página (5 páginas por segundo) o dinámicamente.

SELECCIÓN DE PÁGINAS: Para archivo o impresión automática.

ARCHIVO DE SEÑAL: en disco rígido, Pen Drive, CD y DVD.

GENERACIÓN DE PELÍCULA: Genera y reproduce archivo del estudio, exportable a CD.

Para archivar, entregar al Paciente u otro Profesional.

IMPRESIÓN: Individual por hoja, selección y estudio completo.




SISTEMA RAPIDO Y LIMPIO DE COLOCACION DE ELECTRODOS



SISTEMA DE LENTES PARA OPTOESTIMULACIÓN

EL EQUIPO SE ENTREGA CON CD DE INSTALACIÓN, EL CUAL INCLUYE SOFTWARE OPERATIVO Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SIN CARGO.



**Av. Chorroarin 1430 - C.A.B.A. - CP.:1427 - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: 54-11-4554-1912/5802**

www.neutronic.com.ar ventasneutronic@neutronic.com.ar

NEUTRONIC se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.
Las imágenes son ilustrativas, Neutronic se reserva el derecho de modificar las mismas.